

Füllungen

Mikrofüller Hybridkomposit Nano-Komposit Kompomere Ionomere	EVE DIACOMP PLUS Diamantpoliersystem für alle gängigen Komposite 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 3.000 - 8.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden
Gold / Amalgam	EVE EVEFLEX Poliersystem für EM-Legierungen und Amalgam 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden

Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Gerüste, Verblendungen

Silikatkeramik (Feldspat-, Leuzit-) Lithium-Disilikat CAD/CAM Keramik NEM-Legierungen	EVE DIAPOL Diamantpoliersystem für Keramiken 1. Stufe = Abtragen 2. Stufe = Glätten 3. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden
Zirkoniumdioxid Aluminiumoxid	EVE DIACERA Diamantpoliersystem für Oxidkeramiken 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden
Edelmetalle EM-reduzierte Legierungen	EVE EVEFLEX Poliersystem für Edelmetalle und NEM-Legierungen 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden

Teil-/ Vollprothetik

Prothesenkunststoffe Acryl	EVE TECHNIK Poliersystem für die Bearbeitung von Prothesenkunststoffen 1. Stufe = Abtragen 2. Stufe = Glätten 3. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹ Ohne Wasserkühlung verwenden
Modellguss	EVE Chrom Plus Poliersystem für Chrom-Kobalt-Legierungen, Edelstahl, Titan 1. Stufe = Abtragen / Glätten 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 8.000 - 15.000min ⁻¹ Ohne Wasserkühlung verwenden


Provisorien-Kunststoffe


PMMA	EVE SOFT WHEELS Imprägnierte Polierscheiben (Mini-Schwabbel) = Politur ohne zusätzliche Polierpaste = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹ Ohne Wasserkühlung verwenden
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Universal


Keramikwerkstoffe Edelmetalle Kunststoffe	EVE UNIVERSAL Universelles Poliersystem ■ 1. Stufe = Abtragen / Formen  empf. 7.000 - 10.000min ⁻¹
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Gerüste, Verblendungen


Keramik Universal CAD/CAM-Keramiken NEM-Legierungen	EVE DIAPOL Diamantpoliersystem für Keramiken, Verblendkeramiken ■ 1. Stufe = Abtragen ■ 2. Stufe = Glätten ■ 3. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zirkoniumdioxid Aluminiumoxid	EVE DIACERA Diamantpoliersystem für Oxidkeramiken ■ 1. Stufe = Glätten / Vorpolieren ■ 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silikatkeramik (Feldspat-, Leuzit-) Lithium-Disilikat	EVE DIAPRO Diamantpoliersystem für Silikatkeramiken, CAD/CAM-Verblendungen ■ 1. Stufe = Glätten / Vorpolieren ■ 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Edelmetalle EM-reduzierte Legierungen	EVE EVEFLEX Poliersystem für Edelmetalle und NEM-Legierungen ■ 1. Stufe = Glätten / Vorpolieren ■ 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teil-/ Vollprothetik

Prothesenkunststoffe Acryl	EVE TECHNIK Poliersystem für die Bearbeitung von Prothesenkunststoffen ■ 1. Stufe= Abtragen ■ 2. Stufe= Glätten ■ 3. Stufe= Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modellguss	EVE Chrom Plus Poliersystem für Chrom-Kobalt-Legierungen, Edelstahl, Titan ■ 1. Stufe= Abtragen / Glätten ■ 2. Stufe= Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 8.000 - 15.000min ⁻¹
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provisorien-Kunststoffe

PMMA	EVE SOFT WHEELS Imprägnierte Polierscheiben (Mini-Schwabbel) ■ = Politur ohne zusätzliche Polierpaste ■ = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------