



## Tipp des Monats

Von Ztm. Wolfgang Weisser, Aalen

# Effizient und wirtschaftlich

In unserem Labor in Aalen nehmen die hergestellten Restaurationen aus keramischem Material seit Jahren zu, und die Bearbeitung wurde in den letzten Jahren verbessert. Der Wunsch vom Labor: Eine Verbesserung im Arbeitsablauf zum Abtragen und Konturieren.



# EVE

Um noch effizienter und wirtschaftlicher im Labor-Alltag zu arbeiten, hat uns die Firma EVE einen Wunsch erfüllt und ein neues, zweistufiges, diamantiertes Bearbeitungssystem speziell auf die Bearbeitung der leuzitverstärkten Glaskeramiken und Silikatkeramiken abgestimmt.

**Rot** = 1. Stufe: Glätten und Vorpolieren  
**Gelb** = 2. Stufe: Hochglanzpolitur

### Zwei-Stufen-System

Die Schleifer ermöglichen ein höchstästhetisches Ergebnis in zwei Stufen und eine deutlich verbesserte Oberflächen-

qualität gegenüber bisherigen Systemen. Zum groben Abtragen empfehle ich den EVE Diasynt Plus.

Das System eignet sich für alle Silikatkeramiken und ist optimiert auf Vorbereitung mit EVE Diasynt Plus. Das einfache Handling dieses volldiamantierten Poliersystems erlaubt eine zügige Bearbeitung und garantiert eine lange Lebensdauer.

Durch dieses Set lässt es sich im Labor sehr effizient und wirtschaftlich arbeiten.

### Eigenschaften

- Niedriger Drehzahlbereich minimiert Wärmeentwicklung
- Exzellente Polierergebnisse in nur zwei Stufen
- Exzellente Oberflächenqualität
- Brillanter Hochglanz ohne Paste, wie man auf den Fotos schön erkennen kann.

Die Polierer und Schleifer sind im Kit HP 360 erhältlich oder auch einzeln bzw. in der 10er-Verpackung.

▷ Info: 75179 Pforzheim,  
Telefon (07231) 97 77 0  
E-Mail [info@eve-rotary.com](mailto:info@eve-rotary.com)

